

APLW 066

Tobera inyectora

con retención Ø 6, longitud 175 mm.



- Apto para cestos y carros inyectoros comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
- Incluye tapa de las toberas, Ø 10 mm

Código EAN: 4002516116325 / Número de material: 11105260 /
Número de material antiguo: 69306600D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Perteneencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado, Acero inoxidable
Color	Azul, Acero inoxidable, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	75
Medidas ext., ancho neto en mm	75
Medidas ext., fondo neto en mm	182
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,07
Peso bruto en kg	0,08