

APLW 069

Tobera inyectora

con soportes de acero inoxidable, Ø 8, longitud 255 mm.



- Apto para cestos y carros inyectora comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
- Superficie de apoyo en la punta de la tobera, Ø 17 mm

Código EAN: 4002516116356 / Número de material: 11105290 /
Número de material antiguo: 69306900D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Gris
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	87
Medidas ext., ancho neto en mm	87
Medidas ext., fondo neto en mm	263
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	350
Peso neto en kg	0,08
Peso bruto en kg	0,09