

APLW 070

Tobera inyectora

con soportes de acero inoxidable, Ø 8, longitud 320 mm.



- Apto para cestos y carros inyectora comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
- Superficie de apoyo en la punta de la tobera, Ø 17 mm

Código EAN: 4002516116363 / Número de material: 11105300 /
Número de material antiguo: 69307000D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Gris
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	87
Medidas ext., ancho neto en mm	87
Medidas ext., fondo neto en mm	330
Medidas ext., alto bruto en mm	108
Medidas ext., ancho bruto en mm	117
Medidas ext., fondo bruto en mm	305
Peso neto en kg	0,10
Peso bruto en kg	0,19