

APLW 071

Tobera inyectora

con sop. para probetas grad. hasta Ø 105 mm y tober. inyect. Ø 8, long. 320 mm.



- Apto para cestos y carros inyectoros comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
- Superficie de apoyo en la punta de la tobera, Ø 17 mm

Código EAN: 4002516116370 / Número de material: 11105310 /  
Número de material antiguo: 69307100D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Gris
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	120
Medidas ext., ancho neto en mm	120
Medidas ext., fondo neto en mm	330
Medidas ext., alto bruto en mm	125
Medidas ext., ancho bruto en mm	165
Medidas ext., fondo bruto en mm	350
Peso neto en kg	0,24
Peso bruto en kg	0,38