

APLW 074

Tirada

cónico Ø 15 mm, para toberas inyectoras Ø 2,5 mm.



Código EAN: 4002516116400 / Número de material: 11105340 /
Número de material antiguo: 69307400D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Azul
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	15
Medidas ext., ancho neto en mm	15
Medidas ext., fondo neto en mm	21
Peso neto en kg	0,00
Peso bruto en kg	0,00