

APLW 082
Fijación de la ropa
para tobera inyectora, 200 mm de altura.



Código EAN: 4002516116585 / Número de material: 11105420 /
Número de material antiguo: 69308200D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	87
Medidas ext., ancho neto en mm	87
Medidas ext., fondo neto en mm	225
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	350
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,03