

APLW 083  
Fijación de la ropa  
para tobera inyectora, 130 mm de altura.



Código EAN: 4002516116592 / Número de material: 11105430 /  
Número de material antiguo: 69308300D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otros accesorios	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	50
Medidas ext., ancho neto en mm	50
Medidas ext., fondo neto en mm	133
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,03