

APLW 085

Alojamiento de cuello de botella

Ø 33 mm, para toberas inyectoras Ø 6 mm.



**Image**  
in progress

Código EAN: 4002516116615 / Número de material: 11105450 /  
Número de material antiguo: 69308500D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otros accesorios	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Material sintético
Color	Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	25
Medidas ext., ancho neto en mm	25
Medidas ext., fondo neto en mm	42
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	120
Medidas ext., fondo bruto en mm	170
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,02