

APLW 086

Alojamiento de cuello de botella

Ø 45 mm, para toberas inyectoras Ø 6 mm.



Image
in progress

Código EAN: 4002516116646 / Número de material: 11105460 /
Número de material antiguo: 69308600D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	33
Medidas ext., ancho neto en mm	33
Medidas ext., fondo neto en mm	70
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	120
Medidas ext., fondo bruto en mm	170
Peso neto en kg	0,05
Peso bruto en kg	0,05