

APLW 086

Alojamiento de cuello de botella

Ø 45 mm, para toberas inyectoras Ø 6 mm.



**Image**  
in progress

Código EAN: 4002516116646 / Número de material: 11105460 /  
Número de material antiguo: 69308600D

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Familia de productos</b>                      |                    |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | •                  |
| <b>Pertenencia de aparatos</b>                   |                    |
| PLW 6011   | •                  |
| PLW 6111   | •                  |
| <b>Categoría de producto</b>                     |                    |
| Otros accesorios                                 | •                  |
| <b>Características del producto</b>              |                    |
| Material   | Material sintético |
| Color  | Blanco             |
| <b>Ámbito de aplicación</b>                      |                    |
| Prep. vidrio de laboratorio                      | •                  |
| <b>Medidas y peso</b>                            |                    |
| Medidas ext., alto neto en mm                    | 33                 |
| Medidas ext., ancho neto en mm                   | 33                 |
| Medidas ext., fondo neto en mm                   | 70                 |
| Medidas ext., alto bruto en mm                   | 12                 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm                  | 120                |
| Medidas ext., fondo bruto en mm                  | 170                |
| Peso neto en kg                                  | 0,05               |
| Peso bruto en kg                                 | 0,05               |