

APLW 087

Tirada

de acero inoxidable, en forma de estrella Ø 87 mm, para toberas inyector. Ø 8 mm



Código EAN: 4002516116653 / Número de material: 11105470 /
Número de material antiguo: 69308700D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	15
Medidas ext., ancho neto en mm	64
Medidas ext., fondo neto en mm	64
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	120
Medidas ext., fondo bruto en mm	170
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,02