

APLW 088

Soporte

para probetas graduadas hasta Ø 105 mm y toberas inyectoras Ø 8.



Código EAN: 4002516116660 / Número de material: 11105480 /
Número de material antiguo: 69308800D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Soporte	•
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	12
Medidas ext., ancho neto en mm	120
Medidas ext., fondo neto en mm	300
Medidas ext., alto bruto en mm	108
Medidas ext., ancho bruto en mm	117
Medidas ext., fondo bruto en mm	305
Peso neto en kg	0,14
Peso bruto en kg	0,23