

APLW 090

Alojamiento

para pipetas con un máx. de 14 mm y un mínimo de 4 mm de diámetro.



Código EAN: 4002516116684 / Número de material: 11105500 /  
Número de material antiguo: 69309000D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
aloj.	•
Otros accesorios	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Material sintético
Color	Gris, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	20
Medidas ext., ancho neto en mm	20
Medidas ext., fondo neto en mm	20
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	120
Medidas ext., fondo bruto en mm	170
Peso neto en kg	0,00
Peso bruto en kg	0,00