

APLW 091
Alojamiento
para toberas inyectoras Ø 2,5 mm.



Código EAN: 4002516116691 / Número de material: 11105510 /
Número de material antiguo: 69309100D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
aloj.	•
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Gris
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	20
Medidas ext., ancho neto en mm	20
Medidas ext., fondo neto en mm	17
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto en kg	0,00
Peso bruto en kg	0,00