

A 840/1

Tobera inyectora

con base de plástico, diámetro de tobera 6, longitud 130 mm, 5 unidades.



- Apto para carros y cestos inyectores, atornillable
- Componente del sistema EasyLoad
- Unidad de empaquetado con 5 toberas
- Ideal para utensilios con anchos de apertura de 12 a 85 mm
- Diámetro de la tapa superior: 11 mm

Código EAN: 4002516188803 / Número de material: 11112600 /  
Número de material antiguo: 69684001D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Perteneencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	130
Medidas ext., ancho neto en mm	92
Medidas ext., fondo neto en mm	86
Medidas ext., alto bruto en mm	107
Medidas ext., ancho bruto en mm	130
Medidas ext., fondo bruto en mm	195
Peso neto en kg	0,13
Peso bruto en kg	0,24