

A 841/3

Tobera inyectora

con base de plástico, diámetro de tobera 6, longitud 210 mm, 20 unidades



- Apto para carros y cestos inyectores, atornillable
- Componente del sistema EasyLoad
- Unidad de empaquetado con 20 toberas

Código EAN: 4002516188834 / Número de material: 11113150 /
Número de material antiguo: 69684103D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenenencia de aparatos	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	210
Medidas ext., ancho neto en mm	92
Medidas ext., fondo neto en mm	86
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	190
Medidas ext., fondo bruto en mm	295
Peso neto en kg	0,73
Peso bruto en kg	0,89