

A 842/1

Tobera inyectora

con base de plástico, diámetro de tobera 4, longitud 90 mm, 5 unidades



- Apto para carros y cestos inyectores, atornillable
- Ideal para utensilios con anchos de apertura de 10 a 70 mm
- Diámetro de la tapa superior: 9 mm
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516188865 / Número de material: 11113590 /  
Número de material antiguo: 69684201D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Perteneencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	90
Medidas ext., ancho neto en mm	76
Medidas ext., fondo neto en mm	71
Medidas ext., alto bruto en mm	105
Medidas ext., ancho bruto en mm	94
Medidas ext., fondo bruto en mm	132
Peso neto en kg	0,09
Peso bruto en kg	0,14