

A 842/3

Tobera inyectora

con base de plástico, diámetro de tobera 4, longitud 90 mm, 20 unidades



- Apto para carros y cestos inyectores, atornillable
- Componente del sistema EasyLoad
- Unidad de empaquetado con 20 toberas

Código EAN: 4002516195597 / Número de material: 11113670 /
Número de material antiguo: 69684203D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Perteneencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	90
Medidas ext., ancho neto en mm	76
Medidas ext., fondo neto en mm	71
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	150
Medidas ext., fondo bruto en mm	260
Peso neto en kg	0,31
Peso bruto en kg	0,44