

A 845/1

Tobera inyectora

con base de plástico, diámetro de tobera 2,5, longitud 125 mm, 5 unidades.



- Apto para carros y cestos inyectores, atornillable
- Ideal para utensilios con anchos de apertura de 6 a 55 mm
- Diámetro de la tapa superior: 5 mm
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516188940 / Número de material: 11116120 /  
Número de material antiguo: 69684501D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras para laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras para laboratorio de gran capacidad	•
Lavadora para laboratorio SlimLine	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadoras para laboratorio de gran capacidad para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas	•
Pertinencia de aparatos	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	125
Medidas ext., ancho neto en mm	60
Medidas ext., fondo neto en mm	55
Medidas ext., alto bruto en mm	85
Medidas ext., ancho bruto en mm	120
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Peso neto en kg	0,06
Peso bruto en kg	0,13