

A 300/3

Módulo

para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio, equipado con 8 toberas.



- Apto para div. vidrio de lab.: matraces Erlenmeyer, esfér., etc.
- Equipado con 4 toberas A 840 y 4 toberas A 841
- Componente del sistema EasyLoad
- Distancia entre boquillas 118 mm de ancho y 118 mm de fondo

Código EAN: 4002516188964 / Número de material: 11116900 /
Número de material antiguo: 69630003D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Número de compartimentos	8
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	8
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	228
Medidas ext., ancho neto en mm	208
Medidas ext., fondo neto en mm	479
Medidas ext., alto bruto en mm	200
Medidas ext., ancho bruto en mm	240
Medidas ext., fondo bruto en mm	515
Peso neto en kg	1,47
Peso bruto en kg	1,91
Suministro del aparato	
A 840, tobera inyectora Ø 6 mm, longitud 130 mm [cantidad]	4
A 841, tobera inyectora Ø 6 mm, longitud 210 mm [cantidad]	4