


A 302/3

Módulo inyector

para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio, equipado con 32 toberas.



- Apto para div. vidrio de lab.: matraces Erlenmeyer, esfér., etc.
- Equipado con 16 toberas A 844 y 16 toberas A 845
- Componente del sistema EasyLoad
- Distancia entre boquillas 60 mm de ancho y 57 mm de profund.

Código EAN: 4002516188988 / Número de material: 11116960 /
Número de material antiguo: 69630203D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	32
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	143
Medidas ext., ancho neto en mm	238
Medidas ext., fondo neto en mm	479
Medidas ext., alto bruto en mm	135
Medidas ext., ancho bruto en mm	290
Medidas ext., fondo bruto en mm	590
Peso neto en kg	1,49
Peso bruto en kg	2,67
Suministro del aparato	
A 844, tobera inyectora Ø 2,5 mm, longitud 80 mm [cantidad]	16
A 845, tobera inyectora Ø 2,5 mm, longitud 125 mm [cantidad]	16