


A 14/1
Tapa
para la fijación de objetos delicados.



- Tapa de acero inoxidable
- Perforación de 8 x 8 mm, tralla de 3 mm
- Cubre la mitad del complemento AK 12/1

Código EAN: 4002516340126 / Número de material: 11131560 /
Número de material antiguo: 69746003D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Perteneencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Malla	•
Tapa	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. diversos utensilios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	19
Medidas ext., ancho neto en mm	207
Medidas ext., fondo neto en mm	224
Medidas ext., alto bruto en mm	65
Medidas ext., ancho bruto en mm	240
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,20
Peso bruto en kg	0,35