

AK 12/1

Complemento

para el alojamiento de diversos utensilios.



- apto para sacaleches, vasos de precipitados y embudos
- Con tiradores flexibles

Código EAN: 4002516343714 / Número de material: 11131690 /
Número de material antiguo: 69501204D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Acc./mód. vasos de precipitados	•
Acc./mód. para matraces de cuello ancho	•
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. diversos utensilios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	122
Medidas ext., ancho neto en mm	224
Medidas ext., fondo neto en mm	434
Medidas ext., alto bruto en mm	125
Medidas ext., ancho bruto en mm	245
Medidas ext., fondo bruto en mm	450
Peso neto en kg	0,65
Peso bruto en kg	1,07