

GP TDC 141 L

TwinDos Care

Producto para la limpieza del sistema de dosificación TwinDos

Código EAN: 4002516200086 / Número de material: 11171430 /  
Número de material antiguo: 11997165EU2



- Para el aclarado de los conductos de dosificación TwinDos
- Utilizar antes de un cambio de producto
- Utilizar antes de una pausa larga en el uso (mín. 2 meses)
- Asegura el óptimo funcionamiento de la dosificación automática
- Para aprox. 5 lavados
- Para lavadoras y lavasecadoras Miele con TwinDos