

TT 86

Carro de transporte

para carga y descarga de lavadoras desinfectadoras y máquinas de laboratorio.



- Equipado con 4 ruedas, con bloqueo
- Manejo cómodo y sencillo gracias a tiradores ergonómicos
- equipado con bandeja colectora extraíble
- Ajustable a diferentes alturas
- apto para limpieza en disp. de lavado de carros de contenedores

Código EAN: 4002516147725 / Número de material: 11178960 /  
Número de material antiguo: 69200115D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sist. almacenamiento/transporte	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	911
Medidas ext., ancho neto en mm	693
Medidas ext., fondo neto en mm	990
Medidas ext., alto bruto en mm	1130
Medidas ext., ancho bruto en mm	800
Medidas ext., fondo bruto en mm	1200
Peso neto en kg	22,20
Peso bruto en kg	41,00