

A 857

Juego de cambio

para usar carros de laboratorio de los G 7827/28 y PG 8527/28 en el PG 86xx.



- Uso de los soportes de carga disponibles de Miele en la PG 86xx
- Para todos los sop. de carga de G 7827, G 7828, PG 8527 y PG 8528

Código EAN: 4002516201946 / Número de material: 11235960 /
Número de material antiguo: 69685700D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Juego de cambio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. diversos utensilios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	60
Medidas ext., ancho bruto en mm	110
Medidas ext., fondo bruto en mm	405
Peso neto en kg	0,33
Peso bruto en kg	0,43