

A 852
Rejilla soporte
para módulo inyector A 622.



- División: 4 x 9 campos
- Apto para el módulo inyector A 622
- Para el posicionamiento óptimo de vidrio de laboratorio
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516201922 / Número de material: 11236650 /
Número de material antiguo: 69685200D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Otro accesorio/Otro módulo	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado, Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Gris, Negro
Número de compartimentos	36
Ancho de band.s en mm	59
Longitud de band.s en mm	58
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	76
Medidas ext., ancho neto en mm	256
Medidas ext., fondo neto en mm	562
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	330
Medidas ext., fondo bruto en mm	680
Peso neto en kg	0,61
Peso bruto en kg	0,99