

A 12/2

Complemento

para la limpieza delicada de objetos sensibles rompiendo el chorro de agua.



- Con perforaciones 7 x 7 mm
- Acoplable en cesto superior e inferior
- Cubre la mitad de la superficie plana de un cesto
- No apto para PG 8536

Código EAN: 4002516237068 / Número de material: 11238030 /  
Número de material antiguo: 69501205D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Placa	•
Bastidor de base	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	237
Medidas ext., ancho neto en mm	448
Medidas ext., fondo neto en mm	14
Medidas ext., alto bruto en mm	65
Medidas ext., ancho bruto en mm	255
Medidas ext., fondo bruto en mm	475
Peso neto en kg	0,39
Peso bruto en kg	0,57