


A 11/2

Complemento

para la limpieza delicada de objetos sensibles rompiendo el chorro de agua.



- Con perforaciones 7 x 7 mm
- Acoplable en cesto superior e inferior
- No apto para PG 8536

Código EAN: 4002516340119 / Número de material: 11239130 /  
Número de material antiguo: 69501103D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertinencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Placa	•
Bastidor de base	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	1
Medidas ext., ancho neto en mm	476
Medidas ext., fondo neto en mm	443
Medidas ext., alto bruto en mm	70
Medidas ext., ancho bruto en mm	505
Medidas ext., fondo bruto en mm	430
Peso neto en kg	0,71
Peso bruto en kg	1,08