

APFD 203

Complemento

para alojamiento óptimo de soportes de aparatos resp. de circuito abierto.



- para el alojamiento seguro de un soporte para aparatos resp.

Código EAN: 4002516185338 / Número de material: 11240090 /
Número de material antiguo: 67020301D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8063	•
Categoría de producto	
Complemento para soportes para aparatos respiratorios de circuito abierto	•
Capacidad	
Sop. ap. resp. de circuito abierto [número]	1
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	481
Medidas ext., ancho neto en mm	470
Medidas ext., fondo neto en mm	470
Medidas ext., alto bruto en mm	485
Medidas ext., ancho bruto en mm	485
Medidas ext., fondo bruto en mm	475
Peso neto en kg	5,70
Peso bruto en kg	6,22