

LDTT 86

Recipiente de recogida

con rejilla soporte para recolectar los líquidos que gotean en el TT 86.



Image
in progress

- Colocación debajo de la bandeja colectora

Código EAN: 4002516271864 / Número de material: 11293740 /
Número de material antiguo: 69200120D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Sist. almacenamiento/transporte	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	121
Medidas ext., ancho neto en mm	130
Medidas ext., fondo neto en mm	147
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	190
Medidas ext., fondo bruto en mm	295
Peso neto en kg	0,41
Peso bruto en kg	0,56