


A 321
Complemento
para el alojamiento de diversos utensilios.



- apto para sacaleches, vasos de precipitados y embudos
- Con tiradores flexibles

Código EAN: 4002516237099 / Número de material: 11309380 /
Número de material antiguo: 69632100D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Acc./mód. vasos de precipitados	•
Acc./mód.para matraces de cuello ancho	•
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	81
Medidas ext., ancho neto en mm	240
Medidas ext., fondo neto en mm	545
Medidas ext., alto bruto en mm	90
Medidas ext., ancho bruto en mm	255
Medidas ext., fondo bruto en mm	585
Peso neto en kg	0,76
Peso bruto en kg	0,99