

APCL 021

Cajón de filtro de pelusas de acero inoxidable

Para filtrar las pelusas y otros objetos del agua de lavado.



- Para la instalación en un zócalo adecuado
- Fácil extracción para una limpieza rápida y sin complicaciones.
- Filtro de pelusas en acero inoxidable, se extrae con facilidad
- Volumen 24 litros
- Diámetro de racor de empalme hacia atrás de 70 mm

Código EAN: 4002516228400 / Número de material: 11318880 /
Número de material antiguo: 59590016D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
Categoría de producto	
Filtrado de pelusas	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Volumen en l	24
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	250
Medidas ext., ancho neto en mm	499
Medidas ext., fondo neto en mm	860
Medidas ext., alto bruto en mm	295
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	900
Peso neto [kg]	11,00
Peso bruto en kg	13,00