

APST 002

Clave de WiFi dongle

para facilitar la conexión de los esterilizadores a WiFi.



- Conectable de forma fácil a un puerto USB del dispositivo
- Transmisión de datos de proceso a terminal compatible con WiFi

Código EAN: 4002516297048 / Número de material: 11376380 /  
Número de material antiguo: 68900002D

<b>Familia de productos</b>	
Autoclaves de sobremesa	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Categoría de producto</b>	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Material sintético
Color	Blanco
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	10
Medidas ext., ancho neto en mm	25
Medidas ext., fondo neto en mm	69
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	120
Medidas ext., fondo bruto en mm	170
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,02