

APST 003

Bandeja de aluminio

para el alojamiento de instrumental o productos porosos, pequeños.



- Perforado, para óptima permeabilidad al vapor
- Alta estabilidad con poco peso
- Apto para PST 1710 y PST 1720

Código EAN: 4002516297055 / Número de material: 11377310 /
Número de material antiguo: 68900003D

Familia de productos	
Autoclaves de sobremesa	•
Perteneencia de aparatos	
PST 1710	•
PST 1720	•
Categoría de producto	
Trays/band.s	•
Características del producto	
Material	Aluminio
Color	Plateado
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	20
Medidas ext., ancho neto en mm	287
Medidas ext., fondo neto en mm	186
Medidas ext., alto bruto en mm	35
Medidas ext., ancho bruto en mm	200
Medidas ext., fondo bruto en mm	300
Peso neto en kg	0,18
Peso bruto en kg	0,24