

APST 004

Bandeja de aluminio

para el alojamiento de instrumental o productos porosos, grandes.



- Perforado, para óptima permeabilidad al vapor
- Alta estabilidad con poco peso
- Apto para PST 2210 y PST 2220

Código EAN: 4002516299448 / Número de material: 11377330 /
Número de material antiguo: 68900004D

Familia de productos	
Autoclaves de sobremesa	•
Pertenencia de aparatos	
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoría de producto	
Trays/band.s	•
Características del producto	
Material	Aluminio
Color	Plateado
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	40
Medidas ext., ancho bruto en mm	200
Medidas ext., fondo bruto en mm	500
Peso neto en kg	0,23
Peso bruto en kg	0,34