

APST 005
Portabandejas
para la extracción segura de bandejas de aluminio.



- Mango de plástico

Código EAN: 4002516298199 / Número de material: 11377340 /
Número de material antiguo: 68900005D

Familia de productos	
Autoclaves de sobremesa	•
Pertenencia de aparatos	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Negro
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	20
Medidas ext., ancho neto en mm	186
Medidas ext., fondo neto en mm	379
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,04
Peso bruto en kg	0,05