

APST 006

Junta de la puerta

para el sellado de la cámara de presión.



- Sustitución necesaria después de 800 ciclos de esterilización

Código EAN: 4002516298205 / Número de material: 11377350 /  
Número de material antiguo: 68900006D

<b>Familia de productos</b>	
Autoclaves de sobremesa	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Categoría de producto</b>	
Junta	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	25
Medidas ext., ancho bruto en mm	300
Medidas ext., fondo bruto en mm	400
Peso neto en kg	0,11
Peso bruto en kg	0,12