

APST 007

Microfiltro

para filtrar contaminantes bacteriológicos del aire de la estancia.



- Sustitución sencilla en la parte frontal de los esterilizadores
- Sustitución necesaria después de 400 ciclos de esterilización

Código EAN: 4002516298311 / Número de material: 11377360 /
Número de material antiguo: 68900007D

Familia de productos	
Autoclaves de sobremesa	•
Pertenencia de aparatos	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoría de producto	
Filtro	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	95
Medidas ext., fondo bruto en mm	95
Peso neto en kg	0,01
Peso bruto en kg	0,04