

APST 008

Filtro

para recoger partículas de polvo dentro del aparato.



- Casete deslizante compacto para sustitución sencilla
- Sustitución necesaria después de 400 ciclos de esterilización

Código EAN: 4002516256397 / Número de material: 11377370 /  
Número de material antiguo: 68900008D

Familia de productos	
Autoclaves de sobremesa	•
Pertinencia de aparatos	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoría de producto	
Filtro	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	15
Medidas ext., ancho bruto en mm	170
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,04
Peso bruto en kg	0,05