

APST 000

Sistema de tratamiento del agua Plug & Pure para suministro de agua completamente desmineralizada.



- Consta de un conjunto de conexión, cabezal y cartucho de filtro
- Fácil de sustituir gracias al innovador cabezal de filtro
- Soporte seguro y suave en la superficie: base de plástico
- Fácil de instalar en pared gracias al soporte suministrado
- Calidad del agua constante gracias al innovador tratam. del agua

Código EAN: 4002516297031 / Número de material: 11401510 /  
Número de material antiguo: 68900009D

<b>Familia de productos</b>	
Autoclaves de sobremesa	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Categoría de producto</b>	
Prep. agua	•
<b>Características del producto</b>	
Caudal en l/min	1
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	476
Medidas ext., ancho neto en mm	124
Medidas ext., fondo neto en mm	123
Medidas ext., alto bruto en mm	123
Medidas ext., ancho bruto en mm	315
Medidas ext., fondo bruto en mm	505
Peso neto en kg	3,66
Peso bruto en kg	4,03