

APST 001

Cartucho de repuesto

para sistema de tratamiento de agua APST 000, para suministro de agua AD.



- Dimensiones para colocarla en el armario bajo y ahorrar espacio
- Fácil de sustituir gracias al innovador cabezal de filtro

Código EAN: 4002516266495 / Número de material: 11401750 /  
Número de material antiguo: 68900001D

<b>Familia de productos</b>	
Autoclaves de sobremesa	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Categoría de producto</b>	
Prep. agua	•
<b>Características del producto</b>	
Caudal en l/min	1
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	469
Medidas ext., ancho neto en mm	123
Medidas ext., fondo neto en mm	123
Medidas ext., alto bruto en mm	135
Medidas ext., ancho bruto en mm	135
Medidas ext., fondo bruto en mm	475
Peso neto en kg	2,57
Peso bruto en kg	2,77