

KWF 2000

IntensiveClear 2.0

Filtro de agua con carbón activo para MasterCool F 2xx2, KF 2xx2, KFMC 3xxx.

Código EAN: 4002516307846 / Número de material: 11480330 /
Número de material antiguo: 38996095EU1



- Para una calidad del agua significativamente mejorada
- Disfruta el agua pura y cubitos de hielo sin sabores
- Filtra sustancias flotantes y olorosas del agua del grifo
- Cambia el filtro cada 6 meses para mantener la efectividad