

WA CCR 0302 L

Caps CottonRepair

Pack de 3 detergentes especiales para tejidos de algodón. EasyOpen.

Código EAN: 4002516380450 / Número de material: 11485840 /
Número de material antiguo: 11997173EU4



- Tejidos visiblemente renovados con tan solo un lavado
- Fórmula especial de Miele con tecnología Novozyme
- Reduce el efecto pilling y conserva los colores
- Según el tipo de prenda, máx. 1-2 veces al año
- Envase 100 % plástico reciclado – protege el medio ambiente
- Para 3 aplicaciones: apto para todas las lavadoras