

## DOS K 85 flex

Módulo de dosificación para bidones de 5-10 l

para la dosificación automática de productos líquidos, con indicador de nivel.



- Vigilancia de dosif.: alta seguridad de proceso DIN EN ISO 15883
- Para la dosificación de productos líquidos/neutralizantes
- Lanza de succión 352 mm mm para bidones 5–10 l con cierre flexible
- Juego lanza de suc. de garrafa 10–30 l disp. en SPV

Código EAN: 4002516357438 / Número de material: 11498880 /  
Número de material antiguo: 69747052D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sistema de dosificación	•
<b>Características del producto</b>	
Tasa de propulsión en ml/60 s	55
Longitud de la lanza de succión en mm	352
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	200-230
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,01
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	160
Medidas ext., ancho bruto en mm	198
Medidas ext., fondo bruto en mm	478
Peso neto en kg	2,25
Peso bruto en kg	2,45
<b>Normas, homolog. y distintivos</b>	
CE	•