

KFP 2455 ed/cs

Frontal de acero inoxidable

Para integrar el acondicionador de vino MasterCool perfectamente en tu cocina.




Código EAN: 4002516324638 / Número de material: 11499630 /  
Número de material antiguo: 38996094EU1

- Para acondicionadores de vino de 60 cm de ancho

KFP 2455 ed/cs

Frontal de acero inoxidable

Para integrar el acondicionador de vino MasterCool perfectamente en tu cocina.



KFP2455ed/cs, KFP2454ed/cs, front panel, front dimensions, MasterCool, installation drawings