

ProCare Tex 20 OB - 5 l

Blanqueador, concentrado líquido, ácido, 5 l  
para eliminar eficazmente las manchas difíciles.



- Para uso en lavadoras Miele Professional
- Eliminación fiable de la suciedad
- Adición óptima para todos los detergentes
- Liberación uniforme de oxígeno con estabilizadores especiales

Código EAN: 4002516365471 / Número de material: 11520280 /  
Número de material antiguo: 59703101DE

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras	•
<b>Dosificación</b>	
Posibilidad de ajuste de la concentración de dosificación	•
Dosificación automática	•
Válido para todas las durezas de agua	•
<b>Características del producto</b>	
Tipo de medios	Blanqueadores
Alcalinidad	Ácido
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Oxígeno activo
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Valor pH a 20 °C	1,5-2,5
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Sin fosfatos	•
Portador de oxígeno ideal en agua de lavado	•
Liberación uniforme de oxígeno con estabilizadores especiales	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,13
Descomposición completamente sin residuos	•
Uso óptimo para todos los detergentes	•
<b>Eficiencia de lavado</b>	
Efecto blanqueador	•
<b>Aplicación</b>	
Sistemas autoservicio	•
Hoteles y pensiones	•
Balnearios, bienestar y deporte	•
Escuelas y guarderías	•
Alimentación	•
Residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Consultas y clínicas médicas	•
Restaurantes, bares y catering	•
<b>Indicaciones de almacenamiento</b>	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	256
Medidas exteriores, alto neto en mm	249
Medidas ext., ancho neto en mm	148
Medidas exteriores, ancho neto en mm	148
Medidas ext., fondo neto en mm	193
Medidas exteriores, fondo neto en mm	193
Medidas exteriores, alto bruto en mm	249,00
Medidas ext., alto bruto en mm	249,00
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	148,00
Medidas ext., ancho bruto en mm	148,00

ProCare Tex 20 OB - 5 l

Blanqueador, concentrado líquido, ácido, 5 l  
para eliminar eficazmente las manchas difíciles.



Código EAN: 4002516365471 / Número de material: 11520280 /  
Número de material antiguo: 59703101DE

Medidas ext., fondo bruto en mm	193,00
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	193,00
Peso bruto en kg	6,00
Cantidad de carga en ml	5000
Capac. carga en g	5650
Peso bruto en kg	6,00
Cantidad de carga en ml	5000
<b>Normas, carácter de identificación, identificador</b>	
Conforme con GHS/CLP	•
Ordenanza sobre explosivos	•