

ProCare Tex 20 OB - 10 l
 Blanqueador, concentrado líquido, ácido, 10 l
 a base de oxígeno.



- Para la eliminación óptima de manchas difíciles
- Desarrollado especialmente para Miele Professional
- Adición óptima para todos los detergentes
- Liberación uniforme de oxígeno con estabilizadores especiales

Código EAN: 4002516365488 / Número de material: 11520320 /
 Número de material antiguo: 59703201DE

Familia de productos	
Lavadoras	•
Eficiencia de lavado	
Efecto blanqueador	Muy bien
Dosificación	
Posibilidad de ajuste de la concentración de dosificación	•
Valor pH de la solución utilizada	1,5-2,5
Apto para una dosificación automática	•
Válido para todas las durezas de agua	•
Características del producto	
Tipo de medios	Blanqueadores
Alcalinidad	Ácido
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Oxígeno activo
Sin fosfatos	•
Portador de oxígeno ideal en agua de lavado	•
Liberación uniforme de oxígeno con estabilizadores especiales	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm ³	1,13
Descomposición completamente sin residuos	•
Uso óptimo para todos los detergentes	•
Indicaciones de almacenamiento	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Caducidad en meses	12
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	314
Medidas ext., ancho neto en mm	202
Medidas ext., fondo neto en mm	230
Medidas ext., alto bruto en mm	306,00
Medidas ext., ancho bruto en mm	204,00
Medidas ext., fondo bruto en mm	228,00
Capac. carga en g	11300
Peso bruto en kg	12,00
Cantidad de carga en ml	10000
Normas, carácter de identificación, identificador	
Conforme con GHS/CLP	•
Ordenanza sobre explosivos	•