

ProCare Tex 20 OB - 20 l  
 Blanqueador, concentrado líquido, ácido, 20 l  
 a base de oxígeno.



- Para la eliminación óptima de manchas difíciles
- Desarrollado especialmente para Miele Professional
- Adición óptima para todos los detergentes
- Liberación uniforme de oxígeno con estabilizadores especiales

Código EAN: 4002516365495 / Número de material: 11520350 /  
 Número de material antiguo: 59703301DE

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras	•
<b>Eficiencia de lavado</b>	
Efecto blanqueador	Muy bien
<b>Dosificación</b>	
Posibilidad de ajuste de la concentración de dosificación	•
Valor pH de la solución utilizada	1,5-2,5
Apto para una dosificación automática	•
Válido para todas las durezas de agua	•
<b>Características del producto</b>	
Tipo de medios	Blanqueadores
Alcalinidad	Ácido
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Oxígeno activo
Sin fosfatos	•
Portador de oxígeno ideal en agua de lavado	•
Liberación uniforme de oxígeno con estabilizadores especiales	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,13
Descomposición completamente sin residuos	•
Uso óptimo para todos los detergentes	•
<b>Indicaciones de almacenamiento</b>	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Caducidad en meses	12
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	385
Medidas ext., ancho neto en mm	258
Medidas ext., fondo neto en mm	294
Medidas ext., alto bruto en mm	378,00
Medidas ext., ancho bruto en mm	256,00
Medidas ext., fondo bruto en mm	288,00
Capac. carga en g	22000
Peso bruto en kg	23,00
Cantidad de carga en ml	20000
<b>Normas, carácter de identificación, identificador</b>	
Conforme con GHS/CLP	•
Ordenanza sobre explosivos	•