

ProCare Tex 11 - 20 kg

Detergente fuerte, en polvo, ligeramente alcalino, 20 kg para la limpieza de prendas blancas y de colores resistentes.



- Para uso en lavadoras Miele Professional
- Particularmente efectivo incluso a bajas temperaturas
- Enzimas biológicamente activas, contiene oxígeno activo
- Muy buen poder de disolución de impurezas y grasas

Código EAN: 4002516365549 / Número de material: 11520440 /
Número de material antiguo: 59705301DE

Familia de productos	
Lavadoras	•
Eficiencia de lavado	
Poder eliminación de suciedad	Muy bien
Poder de disolución de proteínas	Muy bien
Poder de disolución de grasa	Muy bien
Efecto blanqueador	Muy bien
Dosificación	
Posibilidad de ajuste de la concentración de dosificación	•
Dosificación manual	•
Válido para todas las durezas de agua	•
Recomendación de dosificación	
Valor pH a 20 °C	10,0-11,0
Aplicación	
Lavanderías autoservicio	•
Industria hotelera/gastronomía	•
Limpieza de ropa de deporte	•
Limpieza de ropa de vestir	•
Limpieza de ropa de trabajo	•
Características del producto	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Características del producto	
Tipo de medios	Detergente universal
Alcalinidad	Alcalino
Forma agregada	En polvo
Componentes	Oxígeno activo,Álcalis, Enzimas,Blanqueantes ópticos,Zeolita
Biológicamente eficaz a partir de enzimas especiales	•
Sin fosfatos	•
Eficiente a temperaturas de 30-90 °C	•
Especialmente eficaz a baja temp.	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm ³	0,60
Manejo sencillo	•
Medidas y peso	
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	620,00
Indicaciones de almacenamiento	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Conservar en lugar seco y a prueba de heladas	•
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Caducidad en meses	24
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	750
Medidas ext., ancho neto en mm	350
Medidas ext., fondo neto en mm	140
Medidas ext., alto bruto en mm	140,00
Medidas ext., ancho bruto en mm	440,00
Medidas ext., fondo bruto en mm	620,00

ProCare Tex 11 - 20 kg

Detergente fuerte, en polvo, ligeramente alcalino, 20 kg
para la limpieza de prendas blancas y de colores resistentes.



Código EAN: 4002516365549 / Número de material: 11520440 /
Número de material antiguo: 59705301DE

Capac. carga en g	20000
Peso bruto en kg	21,00

Normas, carácter de identificación, identificador

Conforme con GHS/CLP

•